



STAFF - TECHNOLOGIEWIJZER

Bed- en opsta-alarmeringsystemen

Slimme Technologie als Alternatief voor Fysieke Fixatie

Alleen- of samenwonend?

Sommige bed- en opsta-alarmering kunnen enkel worden ingezet bij alleenwonende personen.



CareMat
Emfit
IQmat
Sensotiss AP



CareMat
Curatech
Emfit
IQmat
Optiscan
Sensotiss AP
Stieglmeyerbed
Wespot Securse

Onmiddellijke of uitgestelde alarmering?

Afhankelijk van de bed- en opsta-alarmering kan er ook na een vooraf ingestelde tijd een alarm uitgestuurd worden bij het verlaten van het bed. Er zal dan enkel een alarm uitgestuurd worden als men niet tijdig naar bed teruggekeerd is.



CareMat
Emfit
IQmat
Sensotiss AP



Emfit
IQmat
Sensotiss AP



CareMat
Curatech
Emfit
IQmat
Optiscan
Sensotiss AP
Stieglmeyerbed
Wespot Securse



Emfit
IQmat
Optiscan
Sensotiss AP
Stieglmeyerbed
Wespot Securse

Snel argwanend?

Het is mogelijk dat de technologie argwaan of agitatie opwekt (vb. personen met dementie) omdat het bijvoorbeeld een vreemd voorwerp is, licht of geluid maakt. Op basis van dit criterium zijn bepaalde technologieën meer of minder geschikt.

Nee

CareMat
Emfit*
IQmat*
Sensotiss AP

Ja

Emfit*
IQmat*

Nee

Emfit*
IQmat*
Sensotiss AP

Nee

CareMat
Curatech
Emfit*
IQmat*
Optiscan
Sensotiss AP
Stieglmeyerbed
Wespot Securse

Ja

Emfit*
IQmat*
Stieglmeyerbed

Nee

Emfit*
IQmat*
Optiscan
Sensotiss AP
Stieglmeyerbed
Wespot Securse

* Niet te gebruiken in combinatie met een alternerende matras